

CUVES POUR ACIDES NUCLÉIQUES

MAXIGEL XL

Réf. 812325

JUSQU'À 500 ÉCHANTILLONS !


Avec portoir 23 x 25 cm - Réf. 8102325

CARACTÉRISTIQUES


Volume de tampon	3 000 ml
Dimensions de la cuve (l x p x h)	32 x 37,5 x 10,5 cm



NOMBRE DE PEIGNES ET DIMENSIONS DES GELS



Portoir - Réf. 8112340
pour 12 peignes
pour MAXIGEL XXL seulement



Portoir - Réf. 8102325
pour 10 peignes
pour MAXIGEL XL et XXL



Base de coulage de gel - Réf. 340600, pour :
- Portoir 23 x 25 cm - Réf. 8102325
- Portoir 23 x 40 cm - Réf. 8112340

MAXIGEL XXL

Cat. No. 812340

JUSQU'À 600 ÉCHANTILLONS !

Avec portoir 23 x 40 - Réf. 8112340

Reçoit également :
Portoir 23 x 25 cm - Réf. 8102325

CARACTÉRISTIQUES

Volume de tampon	4 500 ml
Dimensions de la cuve (l x p x h)	32 x 53 x 10,5 cm




PACK H - Réf. 8100PH

COMPREND : MAXIGEL XXL + PS 608



CUVES POUR ACIDES NUCLÉIQUES



Guides pour dépôt des échantillons

Tous les peignes sont compatibles avec les pipettes multicanaux

APPLICATION : Cuve pour électrophorèse haute résolution et séparations de grandes quantités d'échantillons. Analyses des ADN/ARN et screening rapide pour contrôle des PCR®, jusqu'à 5 ou 6 plaques 96 échantillons, utilisant le portoir 25 cm ou 40 cm.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

812325	MAXIGEL XL. Fournie avec :			
8102325	Portoir transparent aux U.V. 23 x 25 cm (l x L) recevant jusqu'à 10 peignes			
810125	2 x peignes 25 dents épaisseur 1 mm, compatible pipettes multicanaux			
810150	2 x peignes 50 dents épaisseur 1 mm, compatible pipettes multicanaux			
340600	Base de coulage de gel avec pieds réglables et niveau à bulle. Compatible avec portoirs 23 x 40 cm et 23 x 25 cm			
810270	Couvercle de sécurité avec cordons d'alimentation			
810280	Accessoires pour circulation de tampon			
812340	MAXIGEL XXL. Fournie avec :			
8112340	Portoir transparent aux U.V. 23 x 40 cm (l x L) recevant jusqu'à 12 peignes			
810125	2 x peignes 25 dents épaisseur 1 mm, compatible pipettes multicanaux			
810150	2 x peignes 50 dents épaisseur 1 mm, compatible pipettes multicanaux			
340600	Base de coulage de gel avec pieds réglables et niveau à bulle. Compatible avec portoirs 23 x 40 cm et 23 x 25 cm			
811270	Couvercle de sécurité avec cordons d'alimentation			
810280	Accessoires pour circulation de tampon			
8100PH	PACK H. Comprend : Générateur PS 608 + MAXIGEL XXL équipée comme suit :			
8112340	Portoir transparent aux U.V. 23 x 40 cm (l x L) recevant jusqu'à 12 peignes			
8102325	Portoir transparent aux U.V. 23 x 25 cm (l x L) recevant jusqu'à 10 peignes			
8101242	8 x peignes 26 dents épaisseur 1 mm, (24 + 2 marqueurs), compatibles avec pipettes multicanaux			
8125SLG	Guide de dépôt des échantillons pour peignes 26 dents			
340600	Base de coulage de gel avec pieds réglables et niveau à bulle. Compatible avec portoirs 23 x 40 cm et 23 x 25 cm			
173000	Générateur PS 608			
	Épaisseur	Nombre de dents	Volume des échantillons*	Largeur des dents
810125	Peigne 1,0 mm	25	16 µl	7,2 mm
810150	Peigne 1,0 mm	50	7 µl	3,0 mm
8101242	Peigne 1,0 mm	26 (24 + 2 marqueurs)	16/7 µl	7,2/3,0 mm
811525	Peigne 1,5 mm	25	24 µl	7,2 mm
811550	Peigne 1,5 mm	50	10 µl	3,0 mm
8115242	Peigne 1,5 mm	26 (24 + 2 marqueurs)	24/10 µl	7,2/3,0 mm
812025	Peigne 2 mm	25	32 µl	7,2 mm
812050	Peigne 2 mm	50	14 µl	3,0 mm
8120242	Peigne 2 mm	26 (24 + 2 marqueurs)	32/14 µl	7,2/3,0 mm
8125SLG	Guide de dépôt des échantillons pour peignes 25 et 26 dents			
8150SLG	Guide de dépôt des échantillons pour peignes 50 dents			
8102325	Portoir transparent aux U.V. 23 x 25 cm (l x L) recevant jusqu'à 10 peignes			
8112340	Portoir transparent aux U.V. 23 x 40 cm (l x L) recevant jusqu'à 12 peignes			
340600	Base de coulage de gel avec pieds réglables et niveau à bulle. Compatible avec portoirs 23 x 40 cm et 23 x 25 cm			

* pour 1 gel de 5 mm d'épaisseur